



## CHORUS suPAR РАСШИРЕННЫЙ

Маркер воспаления и активации иммунной системы



**DIESSE**

# Тестовые наборы CHORUS для количественного определения уровня suPAR

suPAR — неспецифический параметр воспалительного процесса, который используют для мониторинга физиологического и патологического состояния пациента.

## Преимущества определения suPAR

- **Отражает степень активации иммунитета человека:** suPAR — растворимая форма связанного с клеточной мембраной белка suPAR, который высвобождается во время воспаления или активации иммунитета.
- **Определяет наличие или отсутствие заболевания, а также его тяжесть:** повышенный уровень suPAR указывает на наличие и развитие заболевания, а также грозит высоким риском летального исхода.
- **Отражает уровень хронического воспаления:** является потенциальным маркером развития заболеваний.
- **Указывает на риск повторной госпитализации и летальности:** низкий уровень suPAR свидетельствует о выписке госпитализированного пациента, в то время как высокий уровень suPAR указывает на наличие заболевания и риск повторной госпитализации и смертности.

## Основные преимущества



**Готовый к использованию монотест**



**Система произвольного доступа**



**Безопасность и удобство применения**



**Без скрытых затрат и расхода реагентов**

- Калибратор и контроль входят в комплект поставки
- Калибровка требуется только при смене партии
- Тип образца: сыворотка
- Формат монотеста
- Доступно 12 или 36 тестов в формате монотеста
- Интерпретация результатов:



< 4 нг/мл	Нормальное значение
4-6 нг/мл	Отклонение от нормального значения, указывает на возможное развитие воспалительного процесса
> 6 нг/мл	Патологическое значение, точно указывает на наличие воспалительного процесса (острого или хронического) или ухудшение клинического состояния

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕСТ	КОД
CHORUS для определения suPAR расширенный	36	81414

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.